

USP – Universidade de São Paulo

Física Experimental C - Laboratório

Difração de Raio X

João Kogler

PSI / EP USP


Versão 2022



Duas sessões simultâneas

- **Sessão no laboratório (presencial)**
 - *1 aluno* da equipe
 - Adquirir dados reais
 - *só para o experimento de Bragg a 35 kV*
 - Calcular e analisar resultados reais
- **Sessão à distância**
 - *2 alunos* da equipe
 - Adquirir dados simulados
 - Para o experiment de Bragg a 35, 30 e 22 kV
 - Para o experiment de Duane-Hunt
 - Calcular e analisar resultados simulados
- **Relatório**
 - Parte do laboratório
 - Parte à distância
 - Comparação dos resultados reais com os simulados
 - Para o experiment de Bragg a 35 kV (*feito no lab e à distância*)

Difratômetro de Raio X – no Laboratório (presencial)



a Campo de conexão à rede

b Campo de comando

c Campo de conexão

d Câmara do tubo
(com tubo de raios X)

e Câmara de experiências
(aqui com goniômetro)

f Tela fluorescente


g Canal livre

h Tecla de bloqueio


i Pés

k Alças de transporte


Difratômetro de Raio X – no Laboratório (presencial)



Difratômetro de Raio X – Simulador em software (EAD)




Comparação do equipamento físico com o simulador em software




Tubo de raio-x

Cristal e suporte

Goniômetro e detector




1. Fenda colimadora
2. Cristal
3. Detector de radiação ionizante




O Difratorômetro de Raio-X

Características






O Difratorômetro de Raio-X



O Difratorômetro de Raio-X



contagens / unidade de tempo

Picos de radiação característica



Ângulo de incidência


Tubo de raio X




- 1 – Conexão com o dissipador de calor
- 2 – Bloco de cobre de suporte
- 3 – Anodo de Molibdênio
- 4 – Catodo aquecido
- 5 – Pinos de conexão ao soquete

Emissões de raio X

Emissões de pico ('fluorescências')
Radiação de decaimento





Emissão de fundo (background)
'Bremsstrahlung'
(radiação de freamento)




Emissões de pico ('fluorescências')
Radiação de decaimento

1. Fenda colimadora
2. Cristal
3. Detector de radiação ionizante





Lei de Bragg $n\lambda = 2 \cdot d \sin(\theta)$



Sem a difração

Com a difração

Software *X ray apparatus*

- **Para quem estiver em casa**

- Siga o link EAD no experiment de Difração de Raio X no web site da disciplina de Fisica C



- **Para quem estiver no lab**

- Procure no desktop do computador o icone do software X_ray_app e clique nele e abra o programa




Aquisição dos dados no LAB

Primeiramente, abra o programa X
ray apparatus no computador




Bragg Planck Transmission Moseley



Salvar / apagar area de trabalho

Parar / reiniciar medições

Ajustes dos parâmetros experimentais



Visualização dos ângulos

1ª parte – difratometria de Bragg p/medir “*d*”

X-Ray Apparatus



Bragg Planck Transmission Moseley


$\beta / ^\circ$

$\frac{R}{1/s}$

10



X-Ray Apparatus


$U = 5.0 \text{ kV}$
 $I = 0.00 \text{ mA}$
 $\Delta t = 1 \text{ s}$
 $\Delta \beta = 0.1 ^\circ$






Bragg Planck Transmission Moseley







Bragg Planck Transmission Moseley



Bragg Planck Transmission Moseley

 $\beta / ^\circ$

R

1/s

10

5

0

0

10

20

30

40


50

60

 $\beta / ^\circ$

X-Ray Apparatus

U = 35.0 kV
I = 1.00 mA
 $\Delta t = 1$ s
 $\Delta \beta = 0.1 ^\circ$



Settings

X-Ray Apparatus

Crystal

General

Goniometer

☐ Sensor☒ Target $\beta = 6.9 ^\circ$ ☐ Coupled

Parameter

U = 35.0 kV

 $\beta_{min} = 2.5 ^\circ$ $\Delta \beta = 0.1 ^\circ$

I = 1.00 mA

 $\beta_{max} = 30.0 ^\circ$ $\Delta t = 1$ s

Current actions

☐ Scan☒ HV☐ Replay☐ Zero☐ Loudspeaker

Close

Crystal calibration

Help

Crystal calibration

Crystal and anode

☐ 0° (without target table)

Crystal: NaCl (2d = 564.0 pm)

Anode: Mo ($K_{\alpha} = 17.44$ keV)Target angle: $7.2 ^\circ$

Progress

Target angle: $6.9 ^\circ$ (-0.3°)Sensor angle: $14.7 ^\circ$ (+0.2°)

Counting rate: 2413 /s

The calibration of a crystal should be carried out after every crystal change or after every re-orientation of a crystal. This will be saved in the x-ray apparatus until the next calibration.


The 0° calibration (without target table) is sensible for Debye-Scherrer scans (powder targets).

For Bragg scans (single crystal), it is only necessary if the sensor angle has become so maladjusted that the automatic crystal calibration can no longer find the counting rate maximum.

Start search

Cancel

Adopt



ignorar

iniciar

Após iniciar, o equipamento ativa essa indicação

1 mA


Passo Angular
 $\Delta\beta = 0.1^\circ$

Tempo de Contagem



Bragg Planck Transmission Moseley

$\beta / ^\circ$	$R_0 / 1/s$
15.3	56.4
15.4	56.0
15.5	56.6
15.6	52.4
15.7	52.8
15.8	51.2
15.9	51.0
16.0	45.2
16.1	48.6
16.2	40.2
16.3	45.0
16.4	49.0
16.5	44.2
16.6	39.2
16.7	44.4
16.8	40.4
16.9	38.4
17.0	38.8
17.1	37.6
17.2	43.4
17.3	33.0
17.4	34.0
17.5	32.8
17.6	29.6
17.7	33.0
17.8	32.6
17.9	31.6
18.0	37.4
18.1	35.0
18.2	25.4
18.3	32.0
18.4	33.2
18.5	26.8
18.6	27.0
18.7	28.6
18.8	27.4
18.9	27.4
19.0	29.0
19.1	26.6
19.2	30.0
19.3	30.0
19.4	38.2
19.5	47.0
19.6	47.2
19.7	40.4
19.8	28.2
19.9	24.6
20.0	24.8



Settings

X-Ray Apparatus

Crystal

General

Goniometer

☐ Sensor

☐ Target

☒ Coupled $\beta = 20.0^\circ$

Parameter

$U = 35.0 \text{ kV}$

$\beta_{\min} = 2.5^\circ$

$\Delta\beta = 0.1^\circ$

$I = 1.00 \text{ mA}$

$\beta_{\max} = 20.0^\circ$

$\Delta t = 5 \text{ s}$

Current actions

☐ Scan

☐ HV

☐ Replay


☐ Zero

☐ Loudspeaker

Close

Crystal calibration

Help




Análise dos dados no LAB

Feita com auxílio do programa


X ray apparatus

1. Determinar os centros dos picos
2. Determinar as incertezas dos centros



Bragg Planck Transmission Moseley

$n\lambda$ / pm	R_0 / 1/s
24.6	2.8
25.6	2.8
26.6	2.8
27.6	3.0
28.5	3.2
29.5	1.8
30.5	2.8
31.5	3.6
32.5	5.6
33.4	4.4
34.4	4.0
35.4	6.0
36.4	4.0
37.4	6.6
38.4	10.2
39.3	24.4
40.3	55.2
41.3	85.8
42.3	131.4
43.3	168.4
44.3	205.4
45.2	247.8
46.2	278.0
47.2	324.8
48.2	369.4
49.2	391.6
50.1	410.6
51.1	449.0
52.1	457.2
53.1	465.4
54.1	502.8
55.0	495.2
56.0	529.6
57.0	514.8
58.0	546.0
59.0	531.6
59.9	529.4
60.9	608.2
61.9	798.6
62.9	1086.4
63.8	1100.0
64.8	779.4
65.8	574.4
66.8	533.8
67.8	529.4
68.7	734.4
69.7	1514.0
70.7	2196.2
71.7	2016.0



Settings

X-Ray Apparatus Crystal General


Lattice-plane spacing 2d: 564.0 pm (NaCl)


Representation

Energy conversion: off

☐ Show all orders

Close Crystal calibration Help





Bragg Planck Transmission Moseley

$\beta / ^\circ$	$R_0 / 1/s$	$R / 1/s$
15.3	56.4	
15.4	56.0	

Properties

Delete Column

Select Character Size

Display Coordinates

Alt+C

Select Line Width

Show Values

✓ Show Connecting Lines

Select Rulers

✓ Show Grid

Logarithmic Representation

Zoom

Alt+Z

Zoom Off

Alt+O

Set Marker

Calculate Peak Center

Draw K-edge

Calculate Best-fit Straight Line

Calculate Straight Line through Origin

Calculate Integral

Delete Last Evaluation


Alt+Rück

Delete All Evaluations

Copy Table

Copy Diagram

Copy Window



Settings

X-Ray Apparatus Crystal General

Goniometer

☐ Sensor

☐ Target

☒ Coupled $\beta = 20.0^\circ$

Parameter


$U = 35.0 \text{ kV}$ $\beta_{\min} = 2.5^\circ$ $\Delta\beta = 0.1^\circ$

$I = 1.00 \text{ mA}$ $\beta_{\max} = 20.0^\circ$ $\Delta t = 5 \text{ s}$

Current actions:


☐ Scan ☐ HV ☐ Replay ☐ Zero ☐ Loudspeaker

Close Crystal calibration Help



Bragg Planck Transmission Moseley

$n\lambda$ / pm	R_0 / 1/s
26.6	2.8
27.6	3.0
28.5	3.2
29.5	1.8
30.5	2.8
31.5	3.6
32.5	5.6
33.4	4.4
34.4	4.0
35.4	6.0
36.4	4.0
37.4	6.6
38.4	10.2
39.3	24.4
40.3	55.2
41.3	85.8
42.3	131.4
43.3	168.4
44.3	205.4
45.2	247.8
46.2	278.0
47.2	324.8
48.2	369.4
49.2	391.6
50.1	410.6
51.1	449.0
52.1	457.2
53.1	465.4
54.1	502.8
55.0	495.2
56.0	529.6
57.0	514.8
58.0	546.0
59.0	531.6
59.9	529.4
60.9	608.2
61.9	798.6
62.9	1086.4
63.8	1100.0
64.8	779.4
65.8	574.4
66.8	533.8
67.8	529.4
68.7	734.4
69.7	1514.0
70.7	2196.2
71.7	2016.8
72.6	1081.2
73.6	584.6



Settings

X-Ray Apparatus

Crystal

General

Lattice-plane spacing 2d: 564.0 pm (NaCl)

Representation


Energy conversion: off

☐ Show all orders


Close

Crystal calibration

Help




- Properties
- Delete Column
- Select Character Size
- Display Coordinates Alt+C
- Select Line Width
- Show Values
- ☒ Show Connecting Lines
- Select Rulers
- ☒ Show Grid
- Logarithmic Representation
- Zoom Alt+Z
- Zoom Off Alt+O
- Set Marker
- Calculate Peak Center
- Draw K-edge
- Calculate Best-fit Straight Line
- Calculate Straight Line through Origin
- Calculate Integral
- Delete Last Evaluation Alt+Rück
- Delete All Evaluations
- Copy Table
- Copy Diagram
- Copy Window



Bragg Planck Transmission Moseley

$n\lambda$ / pm	R_0 / 1/s
26.6	2.8
27.6	3.0
28.5	3.2
29.5	1.8
30.5	2.8
31.5	3.6
32.5	5.6
33.4	4.4
34.4	4.0
35.4	6.0
36.4	4.0
37.4	6.6
38.4	10.2
39.3	24.4
40.3	55.2
41.3	85.8
42.3	131.4
43.3	168.4
44.3	205.4
45.2	247.8
46.2	278.0
47.2	324.8
48.2	369.4
49.2	391.6
50.1	410.6
51.1	449.0
52.1	457.2
53.1	465.4
54.1	502.8
55.0	495.2
56.0	529.6
57.0	514.8
58.0	546.0
59.0	531.6
59.9	529.4
60.9	608.2
61.9	798.6
62.9	1086.4
63.8	1100.0
64.8	779.4
65.8	574.4
66.8	533.8
67.8	529.4
68.7	734.4
69.7	1514.0
70.7	2196.2
71.7	2016.8
72.6	1081.2
73.6	594.6



Valor do ângulo
Incerteza do ângulo

$n\lambda = 70.93 \text{ pm}, \sigma = 1.01 \text{ pm}$

Settings

X-Ray Apparatus Crystal General

Lattice-plane spacing 2d:

Representation


Energy conversion

☐ Show all orders

Close

Crystal calibration

Help



Cálculos

- **Cálculo da distância interatômica d**

- Para cada valor do ângulo θ determinado (respectivamente, para K_α e K_β) pode ser calculado o valor de d , usando a lei de Bragg

- Lei de Bragg: $n\lambda = 2 \cdot d \sin(\theta)$

- Os *dois valores* de d precisam ser comparados

- Para isso, vai precisar das **incertezas** nos valores dos ângulos θ
- Elas *precisam ser propagadas* para os valores de d
- Usar o método de propagação de interteza apresentado no link

- [Propagação de erros](#)

- Você tem de **deduzir a expressão** de Δd a partir da de $\Delta \theta$

- Deve apresentar sua dedução em seu relatório


- De posse da formula que assim deduzir, poderá calcular os respectivos valores de $d \pm \Delta d$

- Cuidado: precisa converter a incerteza em θ para radianos !!

Valores dos comprimentos de onda das transições K do Mo

	$\frac{E}{\text{keV}}$	$\frac{\nu}{\text{EHz}}$	$\frac{\lambda}{\text{pm}}$
K_{α}	17.443	4.2264	71.080
K_{β}	19.651	4.8287	63.095

$\text{keV} = 10^3 \text{ eV}$, $\text{EHz} = 10^{18} \text{ Hz}$, $\text{pm} = 10^{-12} \text{ m}$



A duração aproximada da tomada de dados do primeiro experimento é de 90 minutos (3 sessões de 30 minutos, uma para cada valor de U).

Após a tomada de dados, realizar as etapas de determinação dos ângulos θ para os quais ocorrem os picos K_α e K_β , com suas respectivas incertezas.

O cálculo do valor da distância interatômica d empregando a lei de Bragg

$$n\lambda = 2 \cdot d \sin(\theta)$$

para K_α e K_β , usando os respectivos valores de θ encontrados para cada caso

podem ser feitos aqui no Lab

Os cálculos das incertezas em d devem ser feitos em casa (aula de sábado)



*Quaisquer dúvidas,
perguntem! Boa sorte!*

Universidade de São Paulo
Instituto de Física
Laboratório de Física Moderna

Disciplina: Física Experimental C - 4323301
Coordenador: José Helder Facundo Severo

Experimento: Difração de Raio-X
Edição 2020 – EAD

Autor: João Eduardo Kogler Jr.
Escola Politécnica da USP
Departamento de Sistemas Eletrônicos
kogler@lsi.usp.br

Apresentação— versão 2022 Presencial