


# Análise de Fourier no Data Studio



Ligue seu osciloscópio para controlar se a saída do 750 é de fato o que foi selecionado via software.

1) Ligue a interface PASCO 750 na tomada. Veja o LED power on.

2) Conecte um adaptador para pino banana na **entrada** A, B ou C.

3) Conecte um par de fios com pino banana na saída *output*.

Data

- Output Voltage (V)

Displays


- 3.14 Digits
- FFT
- Graph
- Histogram
- Meter
- Scope
- Table
- Workbook

Experiment Setup

SCSI ID:2

Sensors Options... Timers... Change

Science Workshop 750



Sine wave

Sensors

- Acceleration Sensor
- Barometer
- Charge Sensor
- Colorimeter
- Conductivity Sensor
- Current Sensor

Signal Output

- Output

Signal Generator

Sine Wave

Amplitude: 5.000 V

Frequency: 100.000 Hz

1.000 - +


Measurements And Sample Rate

- Measure Output Voltage
- Measure Output Current

Sample Rate: 100 Hz - +

Arraste o gerador de sinal até a saída no 750. Defina uma frequência em torno de 100 Hz e 5V de amplitude.

Conecte a saída “*output*” da interface PASCO à placa de conectores. Ligue um osciloscópio aos terminais de saída para verificar se o sinal gerado pela interface PASCO é o que foi programado.



Arraste um *Voltage Sensor* até a entrada A. Defina suas propriedades (eventualmente com um duplo click)

Calculate Curve Fit

Timers... Change SCSI ID:2

- Thermistor Sensor
- Time Of Flight Acc
- User Defined Sens
- UVA Sensor
- Voltage Sensor



Voltage Sensor

Sine wave

### Sensor Properties

General Measurement

Voltage Sensor

Model: CI-6503

Sensitivity:

Sample Rate:   East (> 1 Hz)  Slow (< 1 Hz)

Default Range

OK Cancelar Help

### Signal Generator

Amplitude:  Frequency:

Measurements And Sample Rate

Measure Output Voltage  Measure Output Current

Sample Rate:

Help Double-click a display icon to start a measurement

As conexões físicas do 750 foram feitas.

As conexões virtuais do 750 foram feitas. Definindo a saída como um gerador senoidal e a entrada como um sensor de voltagem.

Falta medir: Isto é, definir qual “instrumento de medida” deverá ser ligado ao sensor de voltagem...

Data

- Output Voltage (V)
- Voltage, ChA (V)

Experiment Setup

Sensors Options... Timers... Change SCSI ID:2

Science Workshop 750


The Science Workshop 750 interface shows a hardware unit with several ports. A 'Voltage Sensor' is connected to the 'ANALOG CHANNEL B' port, and a 'Sine wave' source is connected to the 'DIGITAL CHANNEL C' port. The unit has ports for POWER, DIGITAL CHANNELS (1-4), ANALOG CHANNELS (1-4), and OUTPUT (VOLTAGE/CURRENT).

Arraste o Scope até o sensor de voltagem.

“START” o processo.

Displays

- 3.14 Digits
- FFT
- Graph
- Histogram
- Meter
- Scope
- Scope 1
- Table
- Workbook



Generator

Wave

Amplitude: 5.000 V, Frequency: 100.000 Hz

Sample Rate: 5000 Hz

The Generator window shows a sine wave configuration. The amplitude is set to 5.000 V, the frequency to 100.000 Hz, and the sample rate to 5000 Hz. There are On/Off buttons and an Auto button.

Data

- Output Voltage (V)
- Voltage, ChA (V)

Experiment Setup

SCSI ID:2

Sensors Options... Timers... Change

Science Workshop 750


Sensors

- Heart Rate Sensor
- Humidity Sensor
- Ion Selective Elect
- IR Sensor
- Laser Switch
- Light Sensor

Se quiser, desloque o Trigger para estabilizar a imagem.

Displays

- 3.14 Digits
- FFT
- Graph
- Histogram
- Meter
- Scope
- Scope 1
- Table
- Workbook



Generator

Wave

Amplitude: 5.000 V

Frequency: 100.000 Hz

Sample Rate: 5000 Hz



Data


- Output Voltage (V)
- Voltage, ChA (V)

Experiment Setup

SCSI ID:2

Sensors Options... Timers... Change

Science Workshop 750



Sensors

- Heart Rate Sensor
- Humidity Sensor
- Ion Selective Elect
- IR Sensor
- Laser Switch
- Light Sensor


Signal Output

- Output

Arraste o FFT até o sensor de voltagem.

Displays

- 3.14 Digits
- FFT
- Graph
- Histogram
- Meter
- Scope
- Scope 1
- Table
- Workbook



Signal Generator

Frequency 100.000 Hz


1.000

Sample Rate 5000 Hz

Experiment Setup

SCSI ID:2



Workshop 750



Voltage Sensor

Sine

Qual a frequência no pico da FFT?



Signal Generator

Sine Wave

Amplitude: 5.000 V

Frequency: 100.000 Hz

Sample Rate: 5000 Hz

Measurements And Sample Rate

Measure Output Voltage

Measure Output Current

Mude o gerador de sinal para onda quadrada. Se o sistema travar delete os medidores (Scope e FFT) e comece novamente. Observe a FFT.



Experiment Setup

SCSI ID:2

Workshop 750

Voltage Sensor

Square



Signal Generator

Square Wave

Amplitude: 5.000 V


Frequency: 100.000 Hz

Sample Rate: 5000 Hz

Measurements And Sample Rate

Measure Output Voltage


Measure Output Current



FFT em detalhe. Dá até para medir as amplitudes e frequências nos picos e comparar com a previsão teórica da análise de Fourier de uma onda quadrada.

# Análise FFT de um circuito RC alimentado com uma onda quadrada.

# Analisando um circuito RC com a interface 750



Data


- Output Voltage (Voltage, ChA (V))

Experiment Setup


Science Workshop 750

Sensors

- Thermistor Sensor
- Time Of Flight Acc
- User Defined Sens
- UVA Sensor
- Voltage Sensor



Sensor e FFT:  
Onda triangular



Gerador: onda quadrada, com  $\omega \gg \omega_c$

Signal Generator

Square Wave

Amplitude: 5.000 V

Frequency: 3000.000 Hz

Measurements And Sample Rate


Measure Output Voltage

Measure Output Current

Sample Rate: 100000 Hz

- Output Voltage (
- Voltage, ChA (V)

- Displays
- 3.14 Digits
- FFT
- FFT 1
- Graph
- Histogram
- Meter
- Scope
- Scope 1
- Table
- Workbook



Voltage, ChA

Amplitude Offset 0

100000 samples/s



# Tarefas a02

- Obter a FFT experimental de uma onda quadrada. Comparar quantitativamente com a previsão teórica.
- Aplicar a onda quadrada num circuito RC em modo integrador. Obter um plot da tensão de saída ( $V_s$  ou  $V_c$ )
- Analisar FFT a tensão de saída (onda triangular). Comparar quantitativamente com a previsão teórica.

## EXTRA

- Dividir o espectro em frequências da onda triangular pelo da onda quadrada e comparar com a função do ganho do circuito integrador.